

## ترموبلاک (Dry Bath Incubator)



- ✓ پوشش کامل رنج دمایی
- ✓ استفاده از تکنولوژی پلتیر
- ✓ طراحی زیبا
- ✓ قیمت مناسب
- ✓ خدمات پس از فروش عالی

معمولا در گذشته جهت انکوباسیون نمونه‌های زیستی در دمای مورد نظر از بن‌ماری استفاده می‌شد. بن‌ماری یا Water Bath دمای نمونه‌ها را کنترل می‌کند، اما مساله‌ای که دارد آلودگی‌های محیط آبی، دقت پایین کنترل دمایی و همچنین سرعت کمتر افزایش و کاهش دما می‌باشد. بدین منظور دستگاه ترموبلاک یا Dry Bath Incubator امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاه ترموبلاک جهت انکوباسیون نمونه‌های مولکولار بیولوژی در دماهای مختلف با دقت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به تکنولوژی به کار رفته در ترموبلاک ساخت شرکت دنا ژن تجهیز، کاربر می‌تواند از دماهای بسیار پایین تا دمای 100 درجه سانتیگراد را با سرعت رمپ زیاد تعریف کند و با دقت دمایی در حد 0.1 درجه سانتی‌گراد نمونه‌های خود را انکوبه نماید.

### مشخصات فنی

مشخصات فنی	
DTB-100	مدل
5-100 °C	دامنه دمایی
حدود 5 درجه سانتیگراد در دقیقه	سرعت افزایش دما
16*1.5 + 15*0.5 + 12*0.2 ml	ظرفیت
100 ساعت	حداکثر زمان فعالیت
4 کیلوگرم	وزن
220 V AC	برق ورودی

تلفن : 02166840435 - 02166381730 فکس : 02191082191 موبایل: 09120351457-09120757486 و سایت: www.denagene.com

ایمیل: denagenetajhiz@gmail.com