

TK 1000/2000 Tapped Density Tester

دستگاه تست چگالی متراکم



- عملکرد آسان
- در دو مدل با یک یا دو مزور مستقل

دستگاه تست چگالی متراکم TK در دو مدل با یک یا دو مزور (TK 1000 / TK 2000) ارائه می شود.

در این دستگاه میزان tapped density پودرها ، گرانول ها و فرآورده های مشابه در مطابقت با USP Chapter<616> Method 2 و فارماکوپه اروپا ، فصل ۲,۹,۱۵ اندازه گیری می شود.

هر دو مدل بصورت استاندارد دارای مزورهای ۲۵۰ میلی لیتری هستند .

از مزورهای ۱۰۰ میلی لیتری نیز می توان در دستگاه TK 1000/2000 استفاده کرد.

از طریق صفحه کلیدی که در وجه جلویی دستگاه نصب شده است می توان تعداد ضربه یا زمان مورد نظر را برای تست تعیین کرد.

امکان ارائه گواهینامه های IQ/OQ به عنوان یک option همراه با دستگاه پیش بینی شده است.

مشخصات فنی دستگاه تست چگالی متراکم مدل TK1000/2000

تعداد سیلندر	۱ و ۲
حجم سیلندر	استاندارد : ۲۵۰ میلی لیتر/ قابل سفارش : ۱۰۰ میلی لیتر
سرعت نوسانات عمودی سیلندرها	۲۵۰ دور بر دقیقه
زمان نوسان سیلندرها	قابل تنظیم تا ۹۹ ساعت و ۵۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه
ابعاد دستگاه	250 mm x 300 mm x 700 mm
وزن دستگاه	۶ کیلوگرم