

FOR BLOOD  
REFRIGERATED  
CENTRIFUGES

# MATSA LINER



- ➔ SLEA Series
- SLEB Series
- SLJA Series
- SLJB Series
- SLSA Series
- SLHA Series

کارخانه تجهیزات پزشکی متسا در سال ۱۳۸۱ با هدف تأمین سلامت جامعه با بکارگیری توان بالای طراحی و مهندسی کارشناسان مجرب و متعهد خود در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، فعالیت خود را آغاز نموده است.

### About Us

MATSA medical equipment factory was established and commenced its operation in 2002. MATSA continues to enjoy the increase in the standards of the laboratory and medical equipment manufactured with the support of its experienced and devoted professionals who design and deliver, utilising the advance scientific knowledge, high tech potencies and abilities of its engineering team. MATSA's aim is to help improve and secure a better public health.



در باره این محصول

لایتر یک کالای مصرفی است که در دستگاه های سانتریفیوژ بانک خون مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه های سانتریفیوژ یخچال دار بانک خون یکی از تجهیزات استاندارد شناخته شده برای کاربردهای آزمایشگاهی و عملیاتی بویژه در زمینه فرآوری خون و سایر فرآورده های آن است. در این دستگاه ها، مواد تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز و بر اساس اختلاف در وزن مخصوص از یکدیگر جدا می شوند. از لایتر برای قرار دادن کیسه های محتوی خون یا فرآورده های خونی در باکت های دستگاه سانتریفیوژ بانک خون جهت انجام پروسه سانتریفیوژ و جدا سازی ترکیبات مختلف درون کیسه ها استفاده می شود. هم لایتر و هم باکت برای هر مدل دستگاه سانتریفیوژ طراحی متفاوت و مخصوص به خود را دارند.



Sina Ebtekar  
Industrial Group



گروه  
کارخانجات  
صنعتی  
سینا ابتکار




Factory : No. 67, 8th Sanat St, High Tech & Machine  
Manufacturing Industrial State, 27th km of Sento Road,  
Mashhad, Iran  
Tel/Fax: +98 511 2400298-300  
Tehran Office Tel/Fax : +98 21 44402896 - 44415883

آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر ۲۴ جاده سنتو، شهرک صنعتی  
ماشین سازی و فن آوری های برتر، خیابان صنعت ۸ واحد ۶۷  
تلفکس: ۳۰۰ - ۲۹۸۰۰۴۰۰ (۰۵۱۱)  
تلفکس دفتر تهران: ۴۴۴۱۵۸۸۳ - ۴۴۴۰۲۸۹۶ (۰۲۱)



### Blood Bank Refrigerated Centrifuge



• لاینر بعنوان یک کالای مصرفی در دستگاه های سانتریفیوژ یخچال دار بانک خون جهت قرار دادن کیسه های خون برای انجام عمل سانتریفیوژ و جداسازی ترکیبات مختلف خون مورد استفاده قرار می گیرد، این محصول بسیار حساس بوده و در دوره های بالا و شرایط ویژه برای جداسازی ترکیبات خون مانند گلبول های قرمز، پلاکت و پلاسما که فرآورده هایی بسیار با ارزش اند، مورد استفاده قرار می گیرد.

• لاینرها از مواد اولیه بسیار مرغوب (جنس کوپلیمر صنعتی) و با طراحی بسیار دقیق و با کیفیت بسیار بالا تهیه می گردند.

• انواع لاینرهای تولیدی عبارتند از:

۱. لاینر سانتریفیوژ مدل SLEA
۲. لاینر سانتریفیوژ مدل SLEB
۳. لاینر سانتریفیوژ مدل SLJA
۴. لاینر سانتریفیوژ مدل SLJB
۵. لاینر سانتریفیوژ مدل SLSA
۶. لاینر سانتریفیوژ مدل SLHA

Model						
	SLEA	SLEB	SLJA	SLJB	SLSA	SLHA
Max. Capacity	0.9 litre	1.0 litre	0.9 litre	1.0 litre	1.5 litre	1.5 litre
Max. Blood Bag Capacity	کیسه دو تایی در هر محفظه	کیسه دو یا سه تایی در هر محفظه	کیسه دو تایی در هر محفظه	کیسه دو یا سه تایی در هر محفظه	کیسه دو یا سه یا چهار تایی در هر محفظه	کیسه دو یا سه یا چهار تایی در هر محفظه
Max. RPM	5000 G	5000 G	5000 G	5000 G	5000 G	5000 G
Temperature Range	-10 °C ~ 40 °C	-10 °C ~ 40 °C	-10 °C ~ 40 °C	-10 °C ~ 40 °C	-10 °C ~ 40 °C	-20 °C ~ 40 °C
Blood Bank Centrifuge						