



الکتروفورز پاور سرهم



ساده سازی و کیفیت کالا از جمله آیتم هایی هستند که کاربران همواره به دنبال آن بوده اند. سیستم الکتروفورز پاور سرهم ساخت دنا ژن تجهیز با طراحی ساده و کاملاً کاربر پسند فرایند الکتروفورز را به صورت تکنیکی راحت و یکپارچه تبدیل نموده است. همواره با مد نظر قرار دادن استفاده بلند مدت و مقاومت در برابر انواع شرایط، سیستم های الکتروفورزی ساخت دنا ژن تجهیز کیفیت را به عنوان فاکتوری ضروری در تولیدات خود رعایت نموده است. این

دستگاه ها با قابلیت کاربری ران نمودن ژل آگارز به منظور جداسازی محصول، PCR مشاهده اثر آنزیمهای محدودالتر، بررسی انواع مختلف قطعات اسید نوکلئیک، بررسی نتایج حاصل از کلونینگ و نیز جداسازی انواع مختلف قطعات با کیفیت بالا صورت میگیرد.

مشخصات فنی الکتروفورز پاور سرهم	
AED	مدل
50-100-150 V	ولتاژ پاور
Up to 200 mA	جریان پاور
10x10 cm & 7x10 cm	ابعاد ژل
17x23x7 cm	ابعاد دستگاه
350 ml	حجم متوسط بافر
40 Samples	حداکثر تعداد نمونه

