



کنترل سیستم ابزار نوین  
تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی و تحقیقاتی

UNIQUE'S  
Unique Spark Analysis



اولین کواتومتر ساخت شرکت کنترل سیستم

مزایای کاربردی



- قابلیت انتزاع کارهای الکترومغناطیسی مغناطیسی و فلز اتمی ( $Ni-Al-O-Ni/Fe$ ) ...)
  - به محورت نگ را چند پایه
  - الکترولوگی و ریکالکالوگی اسپرسون گوارنیشنر با استفاده از سیارین نشانه های استاندارد
  - و ریکالکالوگ (SUS) از نظر کارکرد هایی  $BRAMMER,BAS,NIST,MSH$  ...
  - نشانه های اگزامن اخراج و تعداد های اسپرسوری متناسب با توجه گوارنیشنر با توجه به نیاز و مشترک از بارگذاره های سایر ایزو، سایرج و کارخانجات و بدهانه گرفت و
  - مراکز تحقیقاتی
  - قابلیت انتزاع گیری های اسپرسوری  $Ni$  بر پایه های اتمی
  - سیستم های  $EDS$

مراجعی شرم افزاری

- نحوه آسان می روایی Windows 7, Windows XP
  - دانلود آسان به بخشی های مختلف فرمت اکسل
  - جداول رنگ آمیز ارسان با پیگ نشونه استاندارد و با SUSE
  - لطفاً بساز مدلی لایزر میان سایز استاندارد به بروش Type Standard
  - گذاری و انتسابی باز اکسل های مربوط به سایر اسپکت های دفتر و مردمان اکسل را بگ و منتشر
  - خلاصه محتویات این می روایی صفحه ای لایزر
  - دانلود آسان به نسخه اکسل، ذخیره و انتقال به فرمت های PDF , EXCEL
  - دانلود مجموع مدل های اکسل میان سایز

کنترل سیستم ابزار نوبن  
نوبن از پایدارترین منابع و تقدیرات



### مشخصات فنی

- شتابی ماسر برای طبل موس 140-750nm
- سیستم آپلیک چند هزار متری MULTIKOOLD 4,000 با زمان 30pm
- سیستم خلاکنترل چند هزار میکرو لیتری اسپکترومترین 6-100%
- منبع نوری اسپلارک دیجیتال با فرکانس 100-800MHz و جواندگار 80A
- کنترل ایجادکننده اسپکترومتر
- جهشان ایجادکننده اسپکترومتر
- استاندارد ۲۰۱کلر ۰,000 با استاندارد نوبن ۰,000
- صرف کاز لرگون هر واحدیت اسپلارک 500ml/min
- به کازگیری تاکه از نسبت کاکل تسلیم حدود نموده باشد ممتاز
- کیفیت کاز لرگون ۹۹.۹۹۹% و دندریتی به استاندارد ۰,000

### مشخصات عمومی

- سایز کازی 10-30 مردمه سایز از ۳۰ و سایز سطح ۲۳±2 مردمه
- برول سرفی ناکل ۲۰۰VAC/50Hz
- لوازن سرفی سیستم 2500W
- وزن سیستم ۵00kg
- ابعاد سیستم بول ۱00cm، عرض 70cm و ارتفاع 130cm



کنترل سیستم ابراز توین  
نحوه ایجاد آزمایش معمولی و تجربیات

شرکت گلدنرال سیستم آفریز تونن با سال های اخیر به در زمینه تعبیر راداری و خدمات پس از فروش تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه های الکترونیکی و همکاری با پژوهشی های تولید گشته تجهیزات آزمایشگاهی از شرکت (ARL) و Thermo Scientific شرکت (ARL) و همچنان با دارا بودن نمایندگی شرکت تولید گشته نمونه های استاندارد MBH در ایران به همراه تیم قوی طراحی، پژوهشی و خدمات پس از فروش، اولین کوشاپتر ساخت خود را با مشاهدات منحصربه فرد و با گذشت مناسبه جهت صنایع فناوری و کارخانجات ریخته گری و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از آن ترسیمه است.