

میز ترازو:

جهت تامین دقت نیاز برای توزین دقیق شیمیایی، لازم است ترازو های آزمایشگاهی روی میز مخصوصی که کاملاً ضد لرزش باشد قرار گیرند. این میزها را میز ترازو می نامند. برای جلوگیری از لرزش میز در ساختار آن از بتن استفاده می شود تا پایداری مورد نیاز فراهم شود. محل استقرار میز ترازو باید فاصله مناسبی از پنجره و درب های آزمایشگاهی داشته باشد تا عملکرد ترازو تحت تاثیر جریان هوا قرار نگیرد.

ابعاد: طول 80 ، ارتفاع 80 و عمق 75 سانتیمتر.
وزن: حدوداً 120 کیلوگرم.

اسکلت: از پروفیل 50*30 میلیمتر فولادی با پوشش رنگ پودری الکتروستاتیک.
جنس بدنه: بدنه داخلی و خارجی از جنس MDF به ضخامت 16 میلیمتر با روکش فرمیکی استخوانی خارجی.

پریز برق: از نوع پریز پایه دار رومیزی کشور آلمان.
محل استقرار ترازو: از جنس سنگ گرانیت به ابعاد 40*40 سانتیمتر و به ضخامت 4 سانتیمتر که بر روی شاسی فولادی با ضربه گیر قرار دارد.

