

تست انحلال قرص

- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
 - کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.
 - دارای صفحه نمایشگر ۴ ×۲۰ کریستال مایع آبی
- قابلیت تنظیم سرعت موتور از ۲۰ تا ۲۵۰ دور در دقیقه با دقت ۰/۳±
 - قابلیت تنظیم دما از ۲۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد با دقت ۲/۰±
- و دارای ۱۰۰ حافظه داخلی برای ذخیره روش کار برای قرص های مختلف
 - دارای ۸ عدد پدل و بسکت از جنس استیل 316L
 - تعویض پدل و بسکت بصورت پیچی از قسمت بالای محلول تست
- دارای گوی فیلرگیر ۲۵ میلیمتر و آلارم هشدار دهنده زمان نمونه بردای
 - قابلیت تنظیم ۱۰ زمان نمونه برداری از ۱ دقیقه تا ۹۹ روز
 - دارای بالابر برقی وقطع کن اتوماتیک حد بالا و پایین دستگاه
- دارای مخزن آب یکپارچه (بدون درز) از جنس پلی کربنات و شیر تخلیه کف مخزن
 - دارای هیتر سیر کولاتور مجزا برای گرم کردن آب با دقت و سرعت بالا
 - دارای سیستم انداختن همزمان قرص ها و یکینگ وسل ها
 - قابلیت کالیبراسیون و اعتبار سنجی سرعت و دما





Tablet Dissolution Tester TD-08



مشخصات فنی دستگاه

رق ورودی ۲۲۰ ولت AC بحه نمایشگر کریستال مایع ۴x۲۰ کاراکتری آبی	:
یچه نمایشگ کرستال مایع ۴ x ۲۰ کاراکتری آیا	
ت سيستر کريستان سين ۲۸۰۰ در سری بهي	صف
ده سرعت موتور ۲۰ تا ۲۵۰ دور در دقیقه با دقت ±۰/۳ دور	محدو
ت برنامه ریزی ۱۰۰دستور کار مختلف و ۱۰ زمان نمونه برداری	قابلي
شدار دهنده آلارم زمان نمونه برداری واستپ اتوماتیک موتور در پایان تست	ھ
حدوده دما ۲۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد با دقت ۲۰/۲±	٥
سنسور دما دارای ۱ سنسور داخلی و ۱ سنسور متحرک خارجی	ı
پشتیبانی پدل و بسکت طبق استانداردusp	
نعداد وسل	
حجم وسل ۱۰۰۰ سی سی پلیمری نشکن	
اد حمام آب ۵۰×۳۰ x ۱۸ (ارتفاع،عرض،طول) سانتيمتر	ابع
لنگی کمتر از۵/۰میلیمتر(پدل)۵/۰میلیمتر (بسکت)	
آپشنال وسل امبر(قهوه ای)– سینکر و نمونه بردار	
اQ,OQ,PQ	
نگاه(پایینترین حالت) ۶۵x ۵۰x ۴۵ (ارتفاع،عرض،طول) سانتیمتر	باد دست
وزن خالص ۵۵ کیلوگرم)

تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج -خیابان فتح۲۹-نبش هشتم شرقی پ۱ تلفن:۶۶۸۲۸۴۵۲ همراه :۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ فکس:۶۶۸۲۸۴۵۲ www.electrofarmed.com info@electrofarmed.com