


# Nasdox<sup>TM</sup>

کیت سنجش سوپراکسید دیسموتاز  
(غیر آنزیمی)



Product Code:

NS-15032 50 Test

NS-15033 100 Test

نوع کیت: تحقیقاتی

تعداد تست برای هر کیت: ۱۰۰ تست و ۵۰ تست

نوع نمونه: ادرار، سرم، پلاسما، سایر مایع‌های بیولوژیک،  
عصاره‌های بافتی و محیط کشت سلول

نوع آزمون: Quantitative

روش آزمون: طیف‌سنجی نوری

مدت زمان آزمون: ۴ ساعت

شرایط نگهداری: بین ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد

کاربردهای تحقیقاتی: سنجش استرس اکسیداتیو،  
تخریب سلولی، مطالعه متابولیسم سلولی و تاثیر آنتی-  
اکسیدانت‌ها

دارای محاسبه‌گر آنلاین



## Superoxide Dismutase Assay Kit Non-Enzymatic

سوپراکسید دیسموتاز به طور گسترده در گیاهان و حیوانات یافت می‌شود. این آنزیم غلظت بالایی در مغز، کبد، قلب، اریتروسیت‌ها و کلیه دارد. در انسان سه فرم سوپراکسید دیسموتاز دیده می‌شود: SOD1 در سیتوپلاسم که از نوع Cu/Zn می‌باشد، SOD2 در میتوکندری که حاوی منگنز است و SOD3 که خارج سلولی است و در فضای بینابینی بافت‌ها و همچنین در مایعات خارج سلولی مانند پلاسما، لنف و مایع سینوویال وجود دارد و از نوع Cu/Zn می‌باشد.

Navand  
Lab Kit

شماره‌های تماس: ۰۹۰۱۴۱۱۴۰۹۷ \_ ۰۴۴۳۳۴۴۵۸۹۲  
[www.navandsalamat.com](http://www.navandsalamat.com)