

## آزمون‌های تحویل دهی کوره اکسیداسیون و دیفیوژن لوتوس

در زمان تحویل دهی دستگاه دمای کوره را تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد بالا برده و به مدت ۲ ساعت تنظیم می‌شود.

ریل ورود و خروج ویفر به لوله کوارتز جهت کارکرد صحیح بررسی می‌شود.

تمامی MFC های استفاده شده در سیستم جهت دقت نرخ فلو بررسی می‌شود.

تمامی بردهای الکترونیکی جهت رساندن توان لازم و فرمان تجهیزات ارزیابی می‌شود.