

100 bp DNA Ladder, 500 µl, 50µg/500µl

DNA مارکر 100 bp از 12 قطعه DNA به طول 3 kb، 1.5 kb، 1 kb، 900، 800، 700، 600، 500، 400، 300، 200 و 100 جفت باز تشکیل شده است. این محصول دارای دو باند تقویت شده 1.5 k و 500 جفت بازی برای بررسی راحت تر نمونه لود شده است. بعد از لود مارکر 12 باند مشخص و جدا از هم بر روی ژل قابل تشخیص است.

برای استفاده از این مارکر، 5 میکرولیتر از آن را در یکی از چاهک های ژل لود کنید. همزمان با گذشت زمان لود شدن، باندهای موجود در مارکر یکی یکی از هم جدا می شوند و در نقطه مورد نظر بر روی ژل قرار می گیرند.

Pishgam
Biotech Co.

Making Science Taste Better

شرکت زیست فناوری پیشگام

تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع خیابان شهید فکور، شماره ۲۸۱، ساختمان رز، واحد ۷

تلفن: ۸۸۰۱۴۳۹۳ دورنگار: ۸۸۰۱۴۴۱۸

www.pishgambc.com info@pishgambc.com