

ژل داکيومنت



ژل داکيومنت از جمله کلیدی ترین دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه های سلولی و مولکولی می باشد که بعد از فرایند الکتروفورز جهت بررسی نتایج حاصل از تحقیقات مورد نیاز می باشد. این دستگاه به گونه ای طراحی شده که اشعه مضر فرابنفش را کامل مهار کرده و کاربر می تواند به راحتی از طریق دوربین تصویربرداری به مشاهده نتایج تحقیقات خود بپردازد. به منظور رفع نیازهای محققین، شرکت دنا ژن تجهیز کلیه مدل های ژل داکيومنت با انواع مختلف طراحی و همچنین انواع طول موج را طراحی و تولید نموده است.

ویژگی ها

- ❖ 10 سال خدمات پس از فروش برتر
- ❖ یکنواختی شدت نور تابیده شده در طول فیلتر
- ❖ امکان سفارش کلیه طول موج ها
- ❖ طراحی امن و مطمئن

مشخصات فنی			
مدل	GDS 254	GDS 312	GDD UV
طول موج (nm)	254	312	254 & 312
ابعاد فیلتر (mc)	20x20	20x20	20x20
ابعاد ترانسلومیناتور (cm)	36x30x10	36x30x10	36x30x10
ابعاد دستگاه (cm)	40x45x70	40x45x70	40x45x70
وزن (kg)	4.5	4.5	4.7

تلفن : 02166840435 - 02166381730 فکس : 02191082191 موبایل: 09120351457-09120757486 وبسایت: www.denagene.com

ایمیل: denagenetajhiz@gmail.com