



شرکت پل ایده آل پارس

شیکر لوله آزمایش

LD8809

lab dancer

www.medpip.com



شیکر لوله آزمایش مدل LD8809 محصولیست جدید از شرکت پل ایده آل پارس با ویژگی های خاص:

- دارای طراحی مدرن و کارآمد. طراحی شده برای مخلوط کردن مقادیر کم نمونه به راحت ترین حالت ممکن. کوچک و با جاگیری کم.
- برای محافظه های کوچک با ظرفیت حداکثر ۳۰ میلی لیتر (برای مثال: لوله های آزمایش، لوله های سانتریفیوژ و لوله های اپندورف)
- دارای سرعت ثابت ۲۶۰۰ دور در دقیقه. دارای توانایی مخلوط کردن با بهترین کیفیت ممکن. دارای منبع تغذیه بسیار سبک با قدرت ۱۲ وات.

خواهشمند است، قبل از استفاده دستگاه اطلاعات درج شده در راهنمای آن که در داخل بسته بندی قرار داده شده، به دقت مطالعه شود.

اطلاعات فنی:

شرح مشخصه فنی	مقدار
نوع حرکت	اوربیتال
اندازه دامنه حرکت اوربیتال	۴/۵ میلی لیتر
وزن مجاز محلول (به همراه محفظه آن)	۱۰۰ گرم
وزن دستگاه	۵۵۰ گرم
ابعاد (قطر × ارتفاع)	۷۰ × ۱۰۰ میلی متر
دمای مجاز محیط استفاده	۵ الی ۴۰ سانتی گراد
رطوبت تقریبی مجاز در محیط استفاده	٪ ۸۰
ولتاژ	۱۰۰ - ۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ الی ۶۰ هرتز
سرعت ثابت	۲۶۰۰ دور در دقیقه



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
 تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱
 کد پستی ۱۵۷۶۶۳۵۷۱ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵
www.medpip.com
info@medpip.com

