

# PCR Workstation Air Clean



## هود PCR با طراحی جدید و نوآوری داخلی

❑ کاربرد: دستگاه هود PCR برای محافظت از آلودگی و غیرفعال سازی DNA/RNA مداخله گر در حین آماده سازی نمونه های PCR در آزمایشگاههای زیست فناوری، سلولی ملکولی و ژنتیک بکار میرود.

استریل وسایل، سطوح و معرفها: بکمک اشعه UV قبل و بعد از کار

### ویژگیها:

قطع اتوماتیک UV بهنگام باز شدن درب  
قفسه قابل جابجایی برای گذاشتن رک و سمپلر  
پریز داخلی برای اتصال وسایل برقی داخل هود  
درب لولایی برای دسترسی راحت به تمام محفظه داخلی  
لامپ UV/254nm و تایمر کنترل طول عمر UV (۶۰۰۰ ساعت)  
لامپ روشنایی SMD کم مصرف



### Specifications

UV Lamp	45cm
UV Life Time	6000 Hr
White Light	SMD
Walls	Polycarbonate
Tray	Stainless Steel
W x D x H	55 x 53 x 60 cm
Weight	22 kg
Electrical	220 V, 50-60 Hz, 60 W

## گروه فرژن پویش

دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری،  
خیابان سلیمان خاطر، شماره ۵۱، واحد ۴  
تلفن: ۳-۸۸۸۳۳۶۲۱  
marketing@fargene.com  
www.fargene.com



بخش تحقیق و توسعه، طراحی با همکاری  
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
و تولید در مرکز رشد واحدهای  
فناور دانشگاه خوارزمی