



دستگاه قائم سنج پریفرم Perpendicularity Preform Tester-PEP

ابزار خاص جهت اندازه گیری انحراف پریفرم از حالت قائم، برای انواع پریفرم با دهانه های مختلف. با این ابزار می توان نحوه عملکرد تنظیمات دستگاه تزریق و همچنین قطعات قالب را بررسی کرد.

مشتریان ما:



Gauge: Analogue Mitutoyo Japan
Range: 0~10 mm
Resolution: 0.01 mm
Accuracy: ± 0.02 mm

- خوشگوار تهران (کوکا کولا)
- زمزم شیراز
- شیراز دینا
- ایچا گستر شمال
- گلناز کرمان
- آب معدنی پارس
- چشمه نوشان خراسان (عالیس)
- شفاف شیمی پلاست (تهران)
- نیکانوش (شیراز)
- معاونت غذا و دارو مازندران
- نهان گل (قزوین)
- نوشگوار (خراسان)
- روزین تاک (کرمانشاه)
- معاونت غذا و دارو مشهد
- پویا پلاست گلستان
- سپید نقش اصفهان
- تهران بسپار پلاستیک
- گروه صنعتی بهشهر (تهران)
- EverGreen Plastic Products MFG
- L.L.C (دبی)
- ستاره کالی شرق
- صنایع بهداشتی ساینا
- بهار رز چناران (عالیس)
- زمزم تهران
- حلوا شکر عقاب
- شمیم پلاست رامند
- نگین زرد کوه کوه رنگ
- صنعت غذایی کوروش (اویلا)
- ریجان نیلی (صحت)
- آریا پردازنده